

All copy and logo's print 100% black unless stated

TOP FRONT

blink® intensive tears PLUS
Gel-Augentropfen
gouttes ophthalmiques sous forme de gel liquide
10ml

DE Lindert das dauerhafte Gefühl trockener, gereizter Augen lang anhaltend.
Die Formulierung mit hoher Viskosität lindert das dauerhafte Gefühl trockener, gereizter Augen lang anhaltend. Kann tagsüber und nachts angewendet werden.

Anwendungsgebiete
Gereizte, sich trocken anführende Augen

Gegenanzeigen
Keine bekannten Gegenanzeigen

Gebrauchsanweisung

- Je nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das betroffene Auge träufeln
- Mehrmals blinzeln, um das Auge zu spülen
- So oft wie nötig anwenden

Vorsichtsmaßnahmen

- Nach der Anwendung kann kurzfristig die Sehschärfe verringert sein. Warten Sie ab, bis Sie wieder klar sehen, bevor Sie Aktivitäten fortsetzen, die Ihre volle Sehschärfe erfordern.
- Es wird empfohlen, die Kontaktlinsen vor Verwendung dieser Augentropfen herauszunehmen und erst einzusetzen, wenn Sie wieder klar sehen.
- Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel gebrochen ist oder fehlt.
- Lösung nicht schlucken.
- Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwenden.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, Tropferspitze nicht mit Oberflächen in Berührung bringen und Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Zwischen 5°C und 25°C aufbewahren.
- Lösungsraste 45 Tage nach dem Öffnen wegwerfen.
- Mögliche Risiken, Nebenwirkungen oder Komplikationen, die allgemein mit Augentropfen in Verbindung stehen, sind: allergische Reaktionen, Entzündungen oder Infektionen.
- Vor Verwendung mit anderen Augenmedikamenten zunächst Ihren Augenspezialisten zu Rate ziehen.

Bei anhaltenden Problemen sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenspezialisten.

Nebenwirkungen
Keine bekannten Nebenwirkungen

enthält:
Polyethyenglykol 400 (PEG 400) – 0,25 %
OcuPure® Konserverungsmittel (Natriumchlorid)
Natriumhyaluronat – 0,38 %
Borsäure
Natriumborat
Natriumchlorid
Kaliumchlorid
Calciumchlorid
Magnesiumchlorid
Gereinigtes Wasser

Symbol • Symbole:

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------------------------|--|--|--|-----------|--|
| | Bitte beachten Sie die Packungsbeilage Consulter le mode d'emploi | LOT | Chargen-Bez.: Numéro de lot | | Verwendbar bis | | STERILE A | Sterilisation durch Aseptische Technik Sterile. Technique aseptique |
| | Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé | | | | 25°C Temperaturbegrenzung Conditions limites de température | | | Lösungsraste 45 Tage nach dem Öffnen wegwerfen Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture |
| | CE 0483 | STERILE A | | | | | | |

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co Dublin, Ireland
© 2011 Abbott Medical Optics Inc.

TOP BACK

CODE 128
blink® intensive tears PLUS
gocce oculari in gel
oogdruppels als vloeibare gel
10ml

IT Sollivio duraturo dalla sensazione persistente di seccchezza ed irritazione oculare.
Una formulazione più viscosa che aiuta ad alleviare in modo duraturo la sensazione persistente di seccchezza ed irritazione oculare. Raccomandato per l'uso sia di giorno che di notte.

Indicazioni
Occhi irritati, fastidio oculare

Controindicazioni
Nessuna controindicazione nota

Istruzioni per l'uso

- Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio interessato secondo necessità
- Sbattere le palpebre alcune volte per lavare l'occhio
- Usare ogniqualvolta necessario

Precauzioni

- Un temporaneo offuscamento della vista può verificarsi subito dopo l'uso delle gocce oculari. Attendere che questa sia ottimale prima di continuare con le attività che potrebbero essere rischiose in presenza di visione oscurata.
- Si raccomanda di rimuovere le lenti a contatto prima dell'uso e di indossarle nuovamente quando un'eventuale offuscamento della vista fosse scomparso.
- Non usare se il sigillo antimanomissione è rotto o assente.
- Non usare in caso di allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti.
- Per evitare contaminazione, non toccare con la punta del contenitore alcuna superficie ed evitare il suo contatto con gli occhi.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C.
- Gettare eventuale soluzione rimanente 45 giorni dopo l'apertura della confezione.
- I possibili rischi, effetti indesiderati o complicanze generalmente associati alle gocce oculari sono: reazione allergica, reazione infiammatoria o infezioni.
- Non usare in concomitanza farmaci oftalmici senza aver prima consultato il proprio oculista.

In caso di problemi continui, rivolgersi al proprio oculista.

Effetti indesiderati
Nessun effetto indesiderato noto

Contiene:
Polietienglicole 400 (PEG 400) – 0,25%
Conservante OcuPure® (clorito di sodio)
Ialuronato di sodio – 0,38%
Acido borico
Borato di sodio
Cloruro di sodio
Cloruro di potassio
Cloruro di calcio
Cloruro di magnesio
Acqua purificata

Symbol • Symbolen:

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|----------------------------|--|---|--|-----------|---|
| | Leggere le istruzioni per l'uso Zie gebruiksaanwijzing | LOT | Codice loto: Partijcode | | Usare entro | | STERILE A | Stabile. Technica aseptica Steriel. Aseptische techniek |
| | Non usare se la confezione è danneggiata Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is | | | | 25°C Limiti di temperatura Bewaar temperatuur | | | Gettare eventuale soluzione rimanente 45 giorni dopo l'apertura della confezione Resterende vloeistof 45 dagen na opening weggooiden |

AM70362GM10J
Revision Date: 09/2011

Abbott

PAGE 1

10ml INSERT
207mm x 117mm
AM01079

PAGE 2

DO NOT PRINT CUTTER/GUIDE LINES OR CALLOUTS

| ARTWORK SPECIFICATIONS | | FOR AMO INTERNAL USE ONLY | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Part No: AM70362GM10J Platform: Mac Illustrator CS2 | | Swatches used: FOR AMO INTERNAL USE ONLY Date: <input type="checkbox"/> Component No. <input type="checkbox"/> Drawing No. <input type="checkbox"/> Drawing Version No. <input type="checkbox"/> Barcode <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Sterile A <input type="checkbox"/> Recycle Symbol <input type="checkbox"/> Hour glass (inserts) <input type="checkbox"/> Language lozenge <input type="checkbox"/> CE Mark (size, location) <input type="checkbox"/> Lot and Expiry (P or P) <input type="checkbox"/> Callouts <input type="checkbox"/> Swatches <input type="checkbox"/> Cutter not obscuring copy <input type="checkbox"/> Number of blacks <input type="checkbox"/> No four-colour splits <input type="checkbox"/> Artwork prepared for print <input type="checkbox"/> Project specific | | | | |
| Packaging Coordinator | SIGNATURE | DATE 12/9/11 | | | | |
| Marketing | APPROVE ON FILE FOR DC, KR, SDA, CD | DATE 12/9/11 | | | | |
| Regulatory | APPROVE ON FILE FOR RF, SS, DP | DATE 12/9/11 | | | | |
| Updated: 12.6.11 | | Version No: 8 | | | | |

YOUR SIGNATURE IS REQUIRED.
If signatures are NOT present, this document is NOT valid.
* Approval on file.

Revised checklist Feb 2004.